

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ube2D4 Per Wb E Elisa - Q9Y2X8

Numero articolo: CM0029730

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio UBE2D4 validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Riconosce l'enzima ubiquitina-coniugante E2 D4 (HBUCE1), 17 kDa. Ideale per la ricerca sulla ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE2D4 Rabbit pAb
Note/Alias	HBUCE1; UBE2D4
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	51619
GenelD	51619
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 della UBE2D4 umana (NP_057067.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2X8
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio