


Anticorpo Policlonale Anti-Ube2E1 Per Wb, Elisa - P51965

Numero articolo: CM0017504



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-UBE2E1 validato per WB e ELISA. Rileva l'UBE2E1 umano, di topo e di ratto, un enzima coniugante l'ubiquitina da 21 kDa coinvolto nella degradazione proteica e nell'ISGilazione. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE2E1 Rabbit pAb
Note / Alias	UBCH6; UBE2E1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7324
ID gene	7324
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-50 dell'UBE2E1 umano (NP_003332.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51965
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio