

Anticorpo Policlonale Anti-Ube2E2 Per Wb, Elisa - Q96Lr5

Numero articolo: CM0020553



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio UBE2E2 (UBCH8) per applicazioni Western blot e ELISA. Riconosce UBE2E2 umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE2E2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	UBCH8; UBE2E2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7325
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-201 di UBE2E2 umano (NP_689866.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96LR5
Peso molecolare proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio