

Anticorpo Policlonale Anti-Ube2G2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P60604

Numero articolo: CM0015959



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro UBE2G2 umano (UBC7), un enzima coniugante ubiquitina E2 coinvolto nell'ERAD. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2G2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UBC7; UBE2G2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7327
GeneID	7327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 di UBE2G2 umano (NP_003334.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60604
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio