

## Anticorpo Policlonale Anti-Ube2H Per Wb E Elisa - P62256

Numero articolo: CM0029374



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBE2H umano (Ubiquitin-conjugating enzyme E2 H, 21kDa). Validato per WB e ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | UBE2H Rabbit pAb                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias  | GID3; UBC8; UBCH; UBCH2; E2-20K; UBE2H                                                                                       |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| Gene ID (Umano)     | 7328                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-183 di UBE2H umano (NP_003335.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | P62256                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 21kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |