


Anticorpo Policlonale Anti-Ube2J2 Per Wb, Elisa - Q8N2K1

Numero articolo: CM0029554



introduzione

UBE2J2 Rabbit pAb, un anticorpo policlonale validato per Western blot ed ELISA, riconosce l'UBE2J2 umano, murino e ratto, un enzima E2 coniugante l'ubiquitina residente nel RE coinvolto nella degradazione ERAD e nella regolazione dell'autofagia. Ideale per la ricerca sulle vie di degradazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE2J2 Rabbit pAb
Note/Alias	UBC6; NCUBE2; NCUBE-2; PRO2121
Specie	Umano
GeneID (Umano)	118424
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 dell'UBE2J2 umano (NP_477515.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8N2K1
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio