

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ube2L3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Numero articolo: CM0028668



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBE2L3 umano (Enzima coniugante l'ubiquitina E2 L3), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2L3 Rabbit pAb
Note/Alias	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; UBE2L3
Specie	Umano
GeneID (umano)	7332
GeneID	7332
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-212 di UBE2L3 umano (NP_001243284.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P68036
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio