

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ube2L3 / Ubch7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Numero articolo: CM0002596



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ube2L3 / UBCH7 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia l'enzima coniugante l'ubiquitina E2 L3 (P68036), coinvolto nella degradazione delle proteine e nella progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ube2L3 / UBCH7 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; Ube2L3 / UBCH7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7332
ID Gene	7332
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 55-154 di Ube2L3 / UBCH7 umano (P68036).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P68036
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio