

Anticorpo Policlonale Anti-Ube2L6 Per Wb, If/Icc, Elisa - O14933

Numero articolo: CM0015558



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBE2L6 (RIG-B/UBCH8). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Supporta la ricerca sui percorsi di coniugazione ubiquitina/ISG15 e degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE2L6 Rabbit pAb
Note/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9246
GeneID	9246
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-153 di UBE2L6 umano (NP_004214.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14933
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio