

Anti-Ube2L6 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Numero articolo: CM0006633



introduzione

Anti-UBE2L6 anticorpo monoclonale di coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva UBE2L6 (UBCH8/RIG-B) umano, murino, ratto, un enzima E2 nella coniugazione dell'ubiquitina e ISG15. Utile per la ricerca sull'ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE2L6 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Specie	Umano
Gene ID	9246
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 54-153 dell'UBE2L6 umano (NP_004214.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14933
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio