

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ube2L6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Numero articolo: CM0028771



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio UBE2L6 validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce UBE2L6 umano e murino (RIG-B/UbcH8), un enzima coniugante E2 ubiquitina/ISG15 coinvolto nella degradazione delle proteine e nella segnalazione immunitaria. Ideale per studi sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2L6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9246
ID Gene	9246
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-153 dell'UBE2L6 umano (NP_004214.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	O14933
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio