

Anticorpo Policlonale Anti-Ube2NL Per Wb, Elisa - Q5Jxb2

Numero articolo: CM0030540

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'UBE2NL umano (putativa enzima ubiquitina-coniugante E2 di tipo N-like) per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione e gli studi sul tessuto dell'epididimo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE2NL Rabbit pAb
Note/Alias	Li174, UBE2NL
Specie	Uomo
ID genico	389898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'UBE2NL umano (NP_001013007.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q5JXB2
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio