

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ube2N/Ubc13 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61088

Numero articolo: CM0004286

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio Ube2N/Ubc13 rileva Ube2N umano, murino, di ratto (17 kDa), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideale per studiare l'enzima ubiquitina-coniugante E2 N nelle vie di riparazione del DNA e di segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio Ube2N/Ubc13
Osservazioni/Alias	UBC13; UbcH13; UBCHBEN; HEL-S-71; UbcH-ben; Ube2N/Ubc13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7334
GeneID	7334
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Ube2N/Ubc13 umano (P61088)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61088
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio