


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ube2N/Ubc13 Per Wb Ed Elisa - P61088

Numero articolo: CM0016253



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Ube2N/Ubc13 pAb si rivolge all'enzima ubiquitina-coniugante E2 N (P61088). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA, l'ubiquitinazione e le vie di segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ube2N/Ubc13 Rabbit pAb
Note/Alias	UBC13; UbcH13; UBCHBEN; HEL-S-71; UbcH-ben; Ube2N/Ubc13
Specie	Umano
GeneID (umano)	7334
GeneID	7334
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-152 di Ube2N/Ubc13 umano (NP_003339.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61088
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio