

Anticorpo Policlonale Anti-Ube2O Per Ihc-P, Elisa - Q9C0C9

Numero articolo: CM0019554



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specificamente diretto contro UBE2O umano (E2-230K, 141 kDa) per applicazioni IHC-P ed ELISA. Uno strumento fondamentale per la ricerca sulla coniugazione dell'ubiquitina, sulla segnalazione NF-kB mediata da TRAF6 e sull'adipogenesi mediata da BMP7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2O Rabbit pAb
Note/Alias	E2-230K; UBE2O
Specie	Umano
ID del gene	63893
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1073-1292 di UBE2O umano (NP_071349.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9C0C9
Peso della proteina	141 kDa
Spedizione	Ghiaccio