


Anticorpo Policlonale Anti-Ube2Q2 Per Wb, Elisa - Q8Wvn8

Numero articolo: CM0027980



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'UBE2Q2 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Riconosce l'UBE2Q2 umano e murino, con un peso molecolare di 43 kDa. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE2Q2 Rabbit pAb
Note/Alias	UBE2Q2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	92912
GeneID	92912
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 dell'UBE2Q2 umano (NP_775740.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8WVN8
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante