


Anticorpo Policlonale Anti-Ube2R2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q712K3

Numero articolo: CM0030064



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio UBE2R2 validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia l'enzima ubiquitina-coniugante E2 R2 (27 kDa, UniProt Q712K3) coinvolto nella via dell'ubiquitina. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio UBE2R2
Note/Alias	UBC3B; CDC34B; E2-CDC34B; UBE2R2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54926
ID Gene	54926
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-238 di UBE2R2 umano (NP_060281.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q712K3
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio