

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ube2S Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16763

Numero articolo: CM0026899



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta specificità che targeting UBE2S umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'ubiquitinazione mediata da APC/C e della progressione mitotica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE2S Rabbit pAb
Note/Alias	EPF5; E2EPF; E2-EPF; UBE2S
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27338
GeneID	27338
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-222 di UBE2S umano (NP_055316.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16763
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio