

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ube2S (Convalidato Ko) Per Wb, Elisa - Q16763

Numero articolo: CM0021517



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO che mira all'UBE2S umano, un enzima ubiquitina-coniugante coinvolto nella regolazione del ciclo cellulare e nella degradazione proteica. Adatto per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] UBE2S Rabbit pAb
Note/Alias	EPF5; E2EPF; E2-EPF; 2S
Specie	Umano
GeneID	27338
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 122-221 di UBE2S umano (NP_055316.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16763
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio