


Anticorpo Policlonale Anti-Ube2V1 Per Wb, Elisa - Q13404

Numero articolo: CM0029161



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-UBE2V1 di alta qualità per WB e ELISA. Reagisce con UBE2V1 umano, murino e ratto, un mediatore chiave dell'ubiquitinazione legata a K63 e della segnalazione NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2V1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CIR1; UEV1; CROC1; UBE2V; UEV-1; UEV1A; CROC-1; UBE2V1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7335
GeneID	7335
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13404
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio