

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ube2Z Per Wb, Elisa - Q9H832

Numero articolo: CM0028608



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'UBE2Z umano (ubiquitin-conjugating enzyme E2 Z) per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare la coniugazione dell'ubiquitina e la regolazione dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio UBE2Z
Note/Alias	USE1; HOYS7; UBE2Z
Specie	Umano
GenelD (Umano)	65264
GenelD	65264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 115-354 dell'UBE2Z umano (NP_075567.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H832
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio