

Anticorpo Monoclonale Anti-Ube4A Per Wb, Elisa - Q14139

Numero articolo: CM0003092



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro UBE4A umana (ligasi E3/E4 dell'ubiquitina). Ideale per applicazioni Western blot ed ELISA negli studi sull'ubiquitinazione e degradazione proteica. PM: 123kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE4A Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Specie	Umano
GeneID	9354
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di UBE4A umana (Q14139).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q14139
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio