

Anticorpo Monoclonale Anti-Ube4B Per Wb, Elisa - O95155

Numero articolo: CM0003330



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-UBE4B validato per Western blot ed ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Progettato per studi sulla degradazione delle proteine muscolari e del sistema ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE4B Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10277
ID Gene	10277
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di UBE4B umano (O95155).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95155
Peso Proteico	146kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio