

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ube4B Per Wb, Elisa - O95155

Numero articolo: CM0020496



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio UBE4B per Western blotting e ELISA rileva UBE4B umano e murino, un fattore di coniugazione dell'ubiquitina E4 B coinvolto nell'ubiquitinazione delle proteine e nell'assemblaggio della miosina. Ideale per la ricerca sulla neurodegenerazione e la biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE4B Rabbit pAb
Note/Alias	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10277
GenelD	10277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-250 di UBE4B umano (NP_006039.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	O95155
Peso proteico	146 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio