

Anticorpo Policlonale Anti-Ubiad1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5Z9

Numero articolo: CM0017514

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro UBIAD1 (TERE1) umano, ideale per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Presenta reattività crociata con il topo. Adatto per lo studio della biosintesi della menachinone-4 e del coenzima Q10.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBIAD1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SCCD; TERE1; UBIAD1
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	29914
ID genico	29914
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di UBIAD1 umano (NP_037451.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y5Z9
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio