

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ubiad1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5Z9

Numero articolo: CM0028806

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'UBIAD1 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Rileva una banda di 37 kDa. Permette di studiare le vie biosintetiche della menachinone-4 e del coenzima Q10.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBIAD1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SCCD; TERE1; UBIAD1
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	29914
ID genico	29914
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'UBIAD1 umano (NP_037451.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5Z9
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio