

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ubiquilin-2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uhd9

Numero articolo: CM0029004



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting l'Ubiquilina-2 umana (UBQLN2) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Ideale per lo studio delle vie dell'ubiquitina-proteasoma, autofagia ed ERAD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBQLN2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DSK2; ALS15; CHAP1; N4BP4; PLIC2; HRIHFB2157; UBQLN2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29978
ID Gene	29978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 dell'UBQLN2 umana (NP_038472.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UHD9
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio