


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ubl3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095164

Numero articolo: CM0028509



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega all'UBL3 umano (proteina simile all'ubiquitina 3), convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio di proteine simili all'ubiquitina ancorate alla membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBL3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HCG-1; PNSC1; UBL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5412
GeneID	5412
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-117 dell'UBL3 umano (NP_009037.1's)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	095164
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio