


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ubl4A Per Wb, Ip, Elisa - P11441

Numero articolo: CM0028991



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBL4A umano, validato per applicazioni WB, IP e ELISA con reattività crociata a topo e ratto. UBL4A è un componente chiave del complesso BAG6 coinvolto nel controllo della qualità delle proteine e nel trasporto delle proteine ancorate alla coda.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBL4A Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	GDX; G6PD; GET5; MDY2; UBL4; TMA24; DX254E; DXS254E; UBL4A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8266
ID gene	8266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-157 di UBL4A umano (NP_055050.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11441
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio