

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ubl5 Per Wb Ed Elisa - Q9Bzl1

Numero articolo: CM0024427



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro UBL5 umano (HUB1). Adatto per Western blot ed ELISA. UBL5 è coinvolto nello splicing dell'pre-mRNA, nella coesione delle cromatidi sorelle e nella via di riparo del DNA di Fanconi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBL5 Rabbit pAb
Note/Alias	HUB1; UBL5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	59286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-73 di UBL5 umano (NP_077268.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BZL1
Peso Proteico	9kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio