


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ubqln1 Per Wb, Elisa - Q9Umx0

Numero articolo: CM0015159



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro UBQLN1 umano per Western blotting e ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Ubiquilin-1 è un regolatore chiave del sistema ubiquitina-proteasoma, dell'autofagia e delle vie ERAD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBQLN1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DA41; DSK2; UBQN; XDRP1; PLIC-1; UBQLN1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	29979
Gene ID	29979
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-540 dell'UBQLN1 umano (NP_038466.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UMX0
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio