

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ubqln4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrr5

Numero articolo: CM0019112

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro UBQLN4, un regolatore della degradazione del proteasoma e della riparazione del DNA. Validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'ubiquitina-proteasoma e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBQLN4 Rabbit pAb
Note/Alias	A1U; A1Up; UBIN; CIP75; C1orf6; UBQLN4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56893
ID Gene	56893
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 366-432 di UBQLN4 umana (NP_064516.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRR5
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio