

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ubr5 Per Wb Ed Elisa - 095071

Numero articolo: CM0015693



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBR5 umano (ligasi E3 ubiquitina-proteina), validato per Western blotting ed ELISA. Per la ricerca sul controllo di qualità delle proteine, la segnalazione Wnt e la risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBR5 Rabbit pAb
Note/Alias	DD5; EDD; HYD; EDD1; UBR5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51366
GeneID	51366
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095071
Peso Proteico	309kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio