


Anti-Ubtf Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - P17480

Numero articolo: CM0029670



introduzione

Anti-UBTF Anticorpo Policlonale di Coniglio validato per WB e ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione genica dell'RNA ribosomiale e della funzione nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBTF Rabbit pAb
Note/Alias	UBF; UBF1; UBF2; UBF-1; CONDBA; NOR-90; UBTF
Specie	Umano
GeneID (umano)	7343
GeneID	7343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-440 di UBTF umano (NP_055048.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17480
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio