

Anticorpo Policlonale Anti-Uchl3 Per Wb, Elisa - P15374

Numero articolo: CM0030318



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'enzima di deubiquitinazione umano UCHL3. Adatto per WB ed ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Supporta studi sui processi dipendenti dall'ubiquitina e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UCHL3 Rabbit pAb
Note/Alias	UCH-L3; UCHL3
Specie	Umano
Gene ID	7347
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di UCHL3 umano (NP_005993.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15374
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio