

Anti-Uchl3 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15374

Numero articolo: CM0003664



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro UCHL3 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva UCHL3 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sugli enzimi deubiquitinanti e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UCHL3 Coniglio mAb
Note/Alias	UCH-L3; UCHL3
Specie	Umano
GeneID	7347
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'UCHL3 umano (NP_005993.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P15374
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio