


Anticorpo Policlonale Anti-Uchl5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5K5

Numero articolo: CM0029027



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio UCHL5 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia l'ubiquitina carbossi-terminale idrolasi isoforma L5, un enzima deubiquitinante presente nel proteasoma e nel complesso INO80.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UCHL5 Rabbit pAb
Note / Alias	UCH37; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCHL5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51377
GeneID	51377
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-328 di UCHL5 umano (NP_001186190.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5K5
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio