

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Uchl5Ip Per Wb, Elisa - Q99871

Numero articolo: CM0002135



introduzione

CamelBio fornisce anticorpi monoclonali di coniglio ricombinanti diretti contro la subunità 7 del complesso augmin-simile HAUS umano (UCHL5IP, UIP1). Validati per WB ed ELISA. Ideali per la ricerca sull'assemblaggio del fuso mitotico e sulla divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	UCHL5IP mAb di Coniglio
Note/Alias	UIP1; UCHL5IP
Specie	Umano
ID Gene	55559
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-285 di UCHL5IP umano (NP_001372411.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q99871
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio