

Anticorpo Policlonale Anti-Uckl1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwz5

Numero articolo: CM0024680

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UCKL1 umano (uridina-citidina chinasi-like 1), cross-reattivo con topo e ratto. Validato per Western blot, IHC su paraffina ed ELISA. Adatto per ricerche sul metabolismo dei nucleotidi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UCKL1 Rabbit pAb
Note/Alias	UCK1L; URKL1; UCKL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54963
GeneID	54963
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di UCKL1 umano (NP_060329.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NWZ5
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio