

Anticorpo Policlonale Anti-Ucp1 Per Wb, Elisa - P10861

Numero articolo: CM0018842

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UCP1 (Proteina disaccoppiante 1 del grasso bruno mitocondriale, Termogenina). Validato per WB e ELISA. Reagisce con il topo. Adatto per la ricerca metabolica e studi sulla termogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UCP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Proteina disaccoppiante 1 del grasso bruno mitocondriale
Specie	Maiale
ID Gene (Umano)	7350
ID Gene (Maiale)	281561
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di UCP1 bovino (NP_001160000.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P10861
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio