

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ucp1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25874

Numero articolo: CM0003725



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro UCP1 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della termogenesi, dell'equilibrio energetico e dei meccanismi delle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UCP1 Coniglio mAb
Note/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7350
ID Gene	7350
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di UCP1 umano (NP_068605.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P25874
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio