

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ucp1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P12242

Numero articolo: CM0008557

### introduzione

Rileva specificamente la proteina disaccoppiante 1 del tessuto adiposo bruno mitocondriale (UCP1/Thermogenin) con elevata affinità. Ideale per lo studio della termogenesi, dell'equilibrio energetico e del tessuto adiposo bruno nei modelli murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | UCP1 mAb di coniglio                                            |
| Note/Alias          | Ucp; Slc25a7                                                    |
| Specie              | Topo                                                            |
| ID del gene (umano) | 7350                                                            |
| ID del gene         | 22227                                                           |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: peptide sintetizzato derivato da UCP1 murino |
| Origine             | Coniglio                                                        |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IP, ELISA                                            |
| Reattività crociata | Topo, ratto                                                     |
| SWISS               | P12242                                                          |
| Peso della proteina | 33 kDa                                                          |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                              |