

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ucp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P25874

Numero articolo: CM0025358



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro UCP1 umano (termogenina), validato per Western blot, immunochimica ed ELISA. Rileva l'UCP1 endogeno nel tessuto adiposo bruno umano, murino e ratto. Ideale per studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UCP1 Rabbit pAb
Note/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7350
GeneID	7350
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 dell'UCP1 umano (NP_068605.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P25874
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio