

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ucp1 Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P25874

Numero articolo: CM0028632



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che lega UCP1 umana (Termogenina), validato per WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno ricombinante che copre gli aa 154-253. Ideale per la ricerca sulla termogenesi mitocondriale e il tessuto adiposo bruno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UCP1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Specie	Uomo
Gene ID	7350
Immunogeno	Proteina ricombinante / Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 154-253 della UCP1 umana (NP_068605.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P25874
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio