

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ucp1+Ucp3 Per If-P, Ihc-P, Elisa - P12242 / P56501

Numero articolo: CM0003584

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato a UCP1 e UCP3 di topo, validato per IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul tessuto adiposo e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UCP1+UCP3 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	AI385626; Slc25a7; Ucp; UCP1+UCP3
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	7350/7352
ID Gene	22227/22229
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P12242/P56501
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio