

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ucp2 Per Wb, Elisa - P55851

Numero articolo: CM0025067

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce UCP2 (Proteina Disaccoppiante 2), validato per Western blot ed ELISA, reagisce con umano, topo e ratto. Per uso di ricerca in studi sul metabolismo mitocondriale, stress ossidativo e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	UCP2 Rabbit pAb
Note/Alias	UCPH; BMIQ4; SLC25A8; UCP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7351
GeneID	7351
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 112-211 di UCP2 umano (NP_003346.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55851
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio