

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ucp3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55916

Numero articolo: CM0024687

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-UCP3 validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina di disaccoppiamento mitocondriale 3 da 34 kDa implicata nell'obesità, nel diabete e nella regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UCP3 Rabbit pAb
Note/Alias	SLC25A9; UCP3
Specie	Umano
GeneID (umano)	7352
GeneID	7352
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-110 dell'UCP3 umano (NP_073714.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55916
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio