

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ufc1 Per Wb, Elisa - Q9Y3C8

Numero articolo: CM0007227



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-UFC1 validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Riconosce l'UFC1 umano, murino e ratto, un enzima chiave di tipo E2 nella via dell'ufmylation. Adatto per la ricerca sul riciclaggio dei ribosomi, alla risposta al danno del DNA e all'ER-phagy.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UFC1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	NEDSG; HSPC155; UFC1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51506
Gene ID	51506
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 dell'UFC1 umano (NP_057490.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y3C8
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio