


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ufd1L Per Wb, Elisa - Q92890

Numero articolo: CM0025429



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'UFD1L umano (proteina 1 di degradazione della fusione dell'ubiquitina), validato per Western Blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla degradazione associata al RE e sul pathway dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UFD1L Rabbit pAb
Note/Alias	UFD1L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7353
GeneID	7353
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-307 dell'UFD1L umano (NP_005650.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92890
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio