


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ufd1L Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92890

Numero articolo: CM0029689



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'UFD1L umano, adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. UFD1L svolge una funzione nella degradazione associata al reticolo endoplasmatico (ERAD) e nella regolazione mitotica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UFD1L Rabbit pAb
Note/Alias	UFD1L
Specie	Umano
GeneID (umano)	7353
GeneID	7353
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q92890
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio